

# LIFEPAK<sup>®</sup> 1000 DEFIBRILLATOR mit cprMAX<sup>™</sup> Technologie

Works like you work.<sup>™</sup>



Modernste Batterie-  
technologie.



Große Anzeige  
mit gut  
sichtbaren  
Grafiken und  
Text.

cprMAX ermöglicht  
maximale  
Versorgungsaktivität.

IP55-konform – Unser bisher  
robustester Defibrillator.



## Der LIFEPAK 1000 mit cprMAX Technologie, wenn höchste Leistung und Flexibilität für eine optimale Patientenversorgung gefordert sind.



**Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand benötigen eine sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Besteht der Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 4 bis 5 Minuten, ist vor der Defibrillation die HLW durchzuführen. Selbst nach erfolgreich Defibrillation kann der Herzrhythmus noch langsam und ineffektiv sein; u.U. muss die HLW fortgesetzt werden, bis eine ausreichende Herzfähigkeit zurückkehrt.**

**cprMAX** erfüllt nicht nur die neuesten Guidelines, es eröffnet zudem das größtmögliche Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Durch die "Background Charging" Funktion während des Aufladens in der AED-Betriebsart entfällt bei cprMAX die therapiefreie Zeit - der Helfer kann nahezu unterbrechungsfrei weiterarbeiten. Mit diesen flexiblen cprMAX-Funktionen erhalten Sie den professionellsten AED, den es derzeit gibt.

**ADAPTIV BIPHASIC** - unsere Adaptive Biphasic Technologie misst den Körperwiderstand und bestimmt danach den optimalen Strom und Dauer des Defibrillationsimpulses. Höhere Erfolgsquoten im Rettungseinsatz durch eine sichere, effiziente Dosierung der Defibrillationsschocks: LIFEPAK Defibrillatoren mit biphasischer ADAPTIV Biphasic Technologie stellen sich auf jeden Patienten neu ein, so, wie es in im realen klinischen Umfeld sein sollte - die richtige Lösung für unterschiedlichste Patientenbedürfnisse.

### **FLEXIBILITÄT JETZT UND IN DER ZUKUNFT**

AED-Betriebsart mit optionalem manuellen Defibrillationsmodus auf Knopfdruck. Erfüllt die heutigen Guidelines und passt sich flexibel an zukünftige Guidelines an, so dass jetzt und in der Zukunft stets die optimalen Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden können. Das Gerät lässt sich problemlos direkt vor Ort auf neueste Therapiemöglichkeiten und geänderte Guidelines aktualisieren.

### **ENTWICKELT UM LEBEN ZU RETTEN!**

Gegenwärtig werden weltweit 500.000 Physio-Control LIFEPAK Defibrillatoren lebensrettend eingesetzt. Wir wissen, worauf es in der harten Realität eines Notfalleinsatzes ankommt. Deswegen haben wir unseren Defibrillator so robust gebaut wie nie zuvor. Seine IP55-Zertifizierung bedeutet besten Schutz vor Staub- und Wassereintritt, und seine neuartige Lithium-Mangandioxid-Batterie reicht für 400 Schocks (mit 200 J) oder mehr als 17 Stunden Überwachungsdauer. Sie können also sicher sein, dass Ihnen der zur Zeit professionellste und leistungsfähigste AED der Welt zur Verfügung steht.

Physio-Control, Hersteller der berühmten LIFEPAK Defibrillatoren, entwickelt seit mehr als 50 Jahren Spitzentechnologien und entwirft Geräte, die unter Spezialisten in der Ersten Hilfe, Kliniken und den Bürgern überall auf der Welt legendär sind.

For further information please contact your local Physio-Control representative or visit [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)



HEADQUARTERS / MANUFACTURING

**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
P. O. Box 97006  
Redmond, WA 98073-9706 USA  
Telefon: 425 867 4000  
Telefax: 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

SALES OFFICES

**Europa**  
Medtronic International Trading Sàrl  
Case postale  
Route du Molliau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Telefon: +41 (0)21 802 70 00  
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

**Deutschland**  
**Medtronic GmbH**  
Emanuel-Leutze-Str. 20  
DE-40547 Düsseldorf  
[duesseldorf@medtronic.com](mailto:duesseldorf@medtronic.com)  
[www.medtronic.de](http://www.medtronic.de)  
Telefon: +49 (0)211 52 93 0  
Telefax: +49 (0)211 52 93 100

**Österreich**  
**Medtronic Österreich GmbH**  
Millennium Tower  
Handelskaj 94-96  
AT-1200 Wien  
[vienna@medtronic.at](mailto:vienna@medtronic.at)  
[www.medtronic.at](http://www.medtronic.at)  
Telefon: +43 (0)1 240 44 0  
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

**Schweiz**  
Medtronic (Schweiz) AG  
Talstrasse 9  
Postfach 449  
CH-3053 Münchenbuchsee  
[www.medtronic.ch](http://www.medtronic.ch)  
Telefon: +41 (0)31 868 01 00  
Telefax: +41 (0)31 868 01 99